

C's BEST COLLECTION

総合カタログ

Vol.5

試薬・消耗品掲載

バルクチップ



リフィルチップ



遠沈管
50ml 15ml




プラスチックピペット




PCRプレート &
8連チューブ



DNA 100bp+ 3K bp
DNAラダー




DNA 1K bp DNAラダー



オートサンプラー用バイアル
&
スクリーバイアル用キャップ



エタノール



ニトリルグローブ



Nichipet[®]
Air シリース



NEW!
ニチペットEXIII
Nichipet[®]
EXIII



Cahc co.,ltd.

株式会社カーク

C's BEST

プラスチック製品

チップ

高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げたチップ
オートクレーブ滅菌も可能

10μL エコノミーチップ



注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-10B	バルクチップ 10μL (ショートタイプ)	0.1-10	1,000本	¥3,100
CB-PT-10R2	リフィルチップ (詰替え式) 10μL		960本 (96本×10段)	¥6,100

※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。

10μL エコノミーチップ (ロング)



注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-10BL	バルクチップ 10μL (ロングタイプ)	0.5-10	1,000本	¥3,100

※リフィルチップはございません。※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。

200μL エコノミーチップ



注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-200B	バルクチップ 200μL	2-200	1,000本	¥2,900
CB-PT-200R	リフィルチップ (詰替え式) 200μL		960本 (96本×5段×2)	¥5,600

※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。

1000μL エコノミーチップ



注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-1000B	バルクチップ 1000μL	100-1000	1,000本	¥3,600
CB-PT-1000R	リフィルチップ (詰替え式) 1000μL		960本 (96本×5段×2)	¥7,100

※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。

サンプル
あります

国産
こだわりの

UV
Resistance

RNase/DNase
FREE

121°C
20min
Autoclavable

ISO
9001
Certified Quality



ラック

コンパクトで積み上げやすい省スペース設計

ケースが透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況の確認が簡単！蓋が取り外し可能なタイプ

国産
こだわりの

注文番号	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-10UTRK	0.1-10	5	¥5,500
CB-PT-10SSRK (ロング)	0.5-10		
CB-PT-200SGRK	2-200		
CB-PT-1000LGRK	100-1000		

UV
Resistance


121°C
20min
Autoclavable





遠沈管

簡単に片手でキャップを開閉できます



胴径×全長 (mm)
Φ15×121

Φ28×118

サンプル
あります

特徴

目盛り付きです
書き込みエリアがあります

仕様

材質 本体：ポリプロピレン
キャップ：ポリエチレン

規格 パイロジェンフリー、DNase RNase フリー
許容遠心力 12,000xg
使用温度範囲 -80℃～120℃

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-KJ324-ST	遠沈管 15ml 電子線滅菌	50本×10	¥12,000
CB-KJ326-ST	遠沈管 50ml 電子線滅菌	25本×20	¥15,000

プラスチックピペット

読み取りやすいクリアでシンプルな目盛りです



サンプル
あります

特徴

カラーヘッドで識別、区別しやすいピペットです
開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)
ピペット内壁への試料付着を極力抑えた加工は、
サンプリング精度を向上させます

仕様

材質 ポリスチレン
規格 パイロジェンフリー、DNase RNase フリー
個包装
電子線滅菌済

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-KJ9050	プラスチックピペット 5ml (0.1目盛り)	50本×4	¥7,000
CB-KJ9100	プラスチックピペット 10ml (0.1目盛り)	50本×4	¥7,500
CB-KJ9250	プラスチックピペット 25ml (0.1目盛り)	50本×2	¥7,000

C's BEST

プラスチック製品

PCRプレート&シール

形状安定型のプレート、高密封性のシールを採用しました

スカート付き 96well PCR plate

- 製品全体の大きさが一定で、いつも同じ使用感で実験ができます
- 各ウェル間の誤差が極めて少なく、安定した遺伝子増幅ができます
- 熱による変形が少ない素材でできています
- ウェルの周囲もシールが貼りやすく、剥がれにくい構造になっています
- DNase・RNaseフリー
- 材質はポリプロピレンです

サンプル
あります

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
PP96-1	0.2mL 96ウェルPCRプレート	20枚	¥12,000
PP96-5		100枚	¥50,000

※2025年6月2日からの価格です

DNase
RNase
フリー

国産
こだわりの



マイクロプレート用シール(加圧式)

- -80°C ~ 100°C でも剥がれません
- PCRやサンプルの凍結保存などに幅広く利用できます
- 透明度が非常に高いのでRT-PCRにも適しています
- DMSO耐性のためシーケンス反応液で溶解しません
- 使用温度範囲： -80°C ~ 110°C
- DNase・RNase フリー
- 材質：PET(ポリエチレンテレフタレート)

サンプル
あります

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
MPS-P	マイクロプレート用シール(加圧式)	100枚	¥24,000

※2025年6月2日からの価格です

DNase
RNase
フリー

国産
こだわりの



マイクロプレート用シール(粘着式)

- サンプルを -20°C ~ 4°C で1年程度保存できます
- 使用温度範囲： -80°C ~ 110°C
- DNase・RNase フリー
- 材質：PET(ポリエチレンテレフタレート)

サンプル
あります

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
MPS-A	マイクロプレート用シール(粘着式)	100枚	¥5,500

※2025年6月2日からの価格です

DNase
RNase
フリー

国産
こだわりの





PCR 8連チューブ

耐熱性、高密封性を追求しました


PCR8連チューブ(ドームキャップ)

- 主要なメーカーのPCR装置に使用できます
- チューブ側面に書き込みスペースがあります
- チューブ側面にアルファベットが刻印されています
- キャップの左右が分りやすい構造になっています
- DNase・RNaseフリー
- 材質はポリプロピレンです

サンプル
あります

こだわりの
国産

DNase
RNase
フリー



注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
PT8-D	0.2mL 8連PCRチューブ(ドームキャップ付き)	120	¥6,600

※2025年6月2日からの価格です


PCR8連チューブ(フラットキャップ)

- 主要なメーカーのPCR装置に使用できます
- チューブ側面に書き込みスペースがあります
- チューブ側面にアルファベットが刻印されています
- キャップの左右が分りやすい構造になっています
- DNase・RNaseフリー
- 材質はポリプロピレンです

サンプル
あります

こだわりの
国産

DNase
RNase
フリー



注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
PT8-F	0.2mL 8連PCRチューブ(フラットキャップ付き)	120	¥6,600

※2025年6月2日からの価格です

デモ機貸出受付中!

Mini Amp Plus



最新機能をコンパクトにまとめた
エントリーモデル

Veriti Pro



PCR 条件の最適化をスマートに
こなすスタンダードモデル

Pro Flex PCR システム





メンバーの多い研究室に最適な
多機能ハイエンドモデル



DNAラダーマーカー

ローディングDyeがあらかじめ添加されています

DNA 100bp + 3K bp Ladder Marker



DNA 1K bp Ladder Marker



サンプル
あります

注文番号	製品名	ローディング Dye	入数	価格(税抜)
CB-DM2300-1	100 bp + 3K bp DNA Ladder (500 μ l)	Orange G キシレンシアノールFF	1本	¥2,700
CB-DM2300-5			5本	¥12,500
CB-DM3100-1	1K bp DNA Ladder (500 μ l)	ブロモフェノールブルー キシレンシアノールFF	1本	¥2,700
CB-DM3100-5			5本	¥12,500

■使用期限 室温：6ヶ月 / 4℃：12ヶ月 / -20℃：36ヶ月

*輸送は冷蔵で行います。

お客様の声

安くて品質も問題なし

きれいにバンドが見えました

現在使用しているものと同等で、低価格

以前のものよりよりバンドが明瞭で良いです



オートサンプラー用バイアル& スクリーバイアル用キャップ

HPLC、GC 各社オートサンプラーに対応するバイアルを豊富にラインアップ!
(アジレント、島津製作所、ウォーターズ、サーモフィッシャー 他)




売
れ
て
ま
す

サンプル
あります

注文番号	製品名	入数	価格 (税抜)
CB-SVS201C2	2ml 透明バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ	100	¥ 2,400
CB-SVS211C2	2ml 透明バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ (書き込みラベルあり)	100	¥ 2,600
CB-SVS201A	2ml 褐色バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ	100	¥ 3,400
CB-SVS211A	2ml 褐色バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ (書き込みラベルあり)	100	¥ 3,600
CB-SLSSC002S	PTFE/シリコン セプタム+青スクリー キャップ 9-425 スクリューバイアル用	100	¥ 3,600
CB-SLSSC002SP	PTFE/シリコン セプタム+青スクリー キャップ 9-425 スクリューバイアル用 (スリットあり)	100	¥ 3,800
CB-SVS202C2	2ml 透明バイアル 12×32mm 8-425 スクリュー トップ	100	¥ 2,400
CB-SVS212C2	2ml 透明バイアル 12×32mm 8-425 スクリュー トップ (書き込みラベルあり)	100	¥ 2,600
CB-SLSSC001S	PTFE/シリコン セプタム+黒スクリー キャップ 8-425 スクリューバイアル用	100	¥ 3,600

エタノール



注文番号	製品名	規格	容量	価格 (税抜)
CB-07705	エタノール	特級	500mL	オープン価格
CB-07708			18L	
CB-07805		カーカー級	500mL	
CB-07808			18L	

消耗品

ニトリルゴム手袋

サンプル
あります

ニトリーノライトC

やわらかく、しなやかに伸びて、手にフィット



パウダーフリー

- 材質/ニトリルゴム
- 食品衛生法適合品

- 経済的な左右兼用、使い切りタイプ
- 耐油脂・耐薬品性に優れています
- 薄手なのに破れにくい
- 一般作業、食品加工などに


1箱(100枚入)

注文番号	製品名	価格(税抜)
27509	ニトリーノライトC バイオレット SS	オープン価格
27510	ニトリーノライトC バイオレット S	
27511	ニトリーノライトC バイオレット M	
27512	ニトリーノライトC バイオレット L	

Super ニトリルグローブ

薄手で手にぴったりフィット、細かな作業に最適

- 耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電性に優れています
- 安心対策対応商品
- 青色の素材は、異物混入対策に最適です



SS	A 230mm B 150mm 各サイズ±2~5mm
S	A 230mm B 165mm 各サイズ±2~5mm
M	A 230mm B 185mm 各サイズ±2~5mm
L	A 230mm B 210mm 各サイズ±2~5mm

※やむをえない事情により商品の標準仕様・デザインを、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1箱(100枚入)

注文番号	製品名	価格(税抜)
671310	スーパーニトリルグローブ青 SS (パウダーフリー)	オープン価格
671410	スーパーニトリルグローブ青 S (パウダーフリー)	
671510	スーパーニトリルグローブ青 M (パウダーフリー)	
671610	スーパーニトリルグローブ青 L (パウダーフリー)	

サージカルマスク

レギュラー

スモール



サイズ: W175 x H 95 mm

サイズ: W145 x H 95 mm

個包装



サイズ: W175 x H 95 mm

- ろ過効率99%以上の高品質フィルター採用

- BFE (細菌ろ過効率) 99%
- OPFE (微粒子ろ過効率) 99%
- OVFE (ウィルス飛沫ろ過効率) 99%

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
952500	フジソフトサージカルマスク 白 (個包装)	50枚/箱	¥ 600
964200	フジソフトサージカルマスク 白 (レギュラー)	50枚/箱	¥ 400
967700	フジソフトサージカルマスク 白 (スモール)	50枚/箱	¥ 400

安心と信頼の全国マスク工業会のマーク取得

●材質

本体 : メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布
ノーズピース : 樹脂製
耳ひも部分 : ポリウレタン

スーパーワイブクロス

使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れをワイブ



ブルー



- 高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくく、強度があります
- ふき取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
958300	スーパーワイブクロス 袋入 薄手 30cm×30cm	100枚	¥ 800

●材質
不織布: レーヨン・ポリエステル

殺菌灯



- 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです
- 空気、水、器材の殺菌用です

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
GL15	殺菌灯ランプ スタータ形15W	1本	¥ 5,920

●定格寿命: 6,000h 口金: G13 寸法管径: 25.5mm
寸法管長: 436mm 規格ランプ電力: 15W

ニチリョー「Nichipet Air」

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] Air シリーズ

世界最軽量級、最高水準の性能
長時間使用や反復使用による疲労を低減


デモ機あります

121°C
20min
Autoclavable

日本製

マルチフィットノズル(マルチチャンネルのみ)

スプリング機能により、ラックからの
チップ装着性が向上



マルチチャンネル
00-NAR-200M8
(200μL)

シングルチャンネル
00-NAR-1000
(1000μL)

Nichipet Air シリーズの特長(一部抜粋)



専用治具で
簡単なキャリブ
レーション



最大70% (当社比)
低減したストローク
荷重



手にフィット
しやすい形状



最大56%軽量化

ボディを
従来製品より
最大56%軽量化
オートクレーブ
滅菌可能




押しボタンから
容量可変ハンドルを
独立
操作中の容量ズレ
を防止



握ったときに
隠れない
ボリューム
インジケータ



吐出性能を向上する
ハイパーフロー
システムを搭載
(対応モデル=NAR-2,
10,20,10M8,10M12)



容量を複数カ所に
表記し、一目で
容量モデルの
識別が可能
(シングルチャンネル:
3カ所、マルチチャ
ネル: 4カ所)

■シングルチャンネル

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	価格(税抜)
00-NAR-2(グレー●)	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	¥42,000
00-NAR-10(ピンク●)	0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*	
00-NAR-20(クリーム●)	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	
00-NAR-100(オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2	
00-NAR-200(イエロー●)	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2	
00-NAR-1000(ブルー●)	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2	¥45,000
00-NAR-5000(グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	
00-NAR-10000(ホワイト●)	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	

*NAR-2の0.2μL以下、NAR-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

■マルチチャンネル

製品コード (識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	価格 (税抜)
00-NAR-10M8 (ピンク●)	8	可変式	0.5～10	±8.0※～±2.0	≤5.0※～≤1.0	¥ 110,000
00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3	
00-NAR-200M8 (イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3	
00-NAR-300M8 (ホワイト●)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3	
00-NAR-10M12 (ピンク●)	12		0.5～10	±8.0※～±2.0	≤5.0※～≤1.0	¥ 120,000
00-NAR-100M12 (オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3	
00-NAR-200M12 (イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3	
00-NAR-300M12 (ホワイト●)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3	

*NAR-10M8、10M12の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT: ¥4,620)。

ピペットシリーズ

Nichipet® Air 用 Carousel Stand



Nichipet® Air 専用 10000μL用チップ



Nichipet® Air用カローセルスタンドです。Nichipet Premiumシリーズ、NICHIRYO Leも対応しています。

製品コード	仕様	適合ピペット	価格(税抜)
00-NAR-STD	8本掛け	- Nichipet Air - Nichipet Premiumシリーズ - NICHIRYO Le	¥16,500

Nichipet® Air専用の10000μL用チップです。より小さい力で脱着できるようになっています。

製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	材質	容量目盛	入数	価格(税抜)
00-BMT2-ZS	バルク	1000~10000	PP	1000μL単位	200本	¥11,000
00-BMT2-ZSR	ラックチップ				40本×2ラック	¥11,000
00-BMT2-ZSRB	滅菌済みラックチップ					¥17,000

ニチペットEX プラスII

Nichipet® EX Plus II

薬品性に優れた対応モデル

強く、体積膨張率の小さい素材を
部品に採用しているため、耐薬品性に優れています




プランジャ

錆びないセラミック
プランジャを採用(20μL
~10000μL機種対応)



一般バネ

溶剤への耐久性を高める
ため腐食し難い特殊合金を
使用



Oリング

酸に強く、揮発ガスへの
体積膨張率の小さい
パーフロポリゴム製Oリング



エジェクタパイプ

耐薬品性を高めるため
金属ではなく樹脂製を採用

※1000μLタイプ以上のモデルには、本体への吸い込みをやわらげるノイズフィルター採用



デモ機あります



錆びに強く、長持ち!



【パーフロポリゴム製Oリング耐薬品性／対応表】

薬品名称		薬品 温度	試験 日数	パーフロ ゴム	従来の フッ素ゴム
有機酸	氷酢酸	40℃	21	A	C
アルカリ類	アンモニア水28%	40℃	21	A	D
アルデヒド類	アセトアルデヒド	25℃	21	B	D
含窒素化合物類	N,N'-ジメチルホルムアミド	40℃	21	A	D
ハロゲン化炭化水素類	クロロホルム	40℃	21	B	B
アルコール類	メチルアルコール	40℃	21	A	B
	エチルアルコール	40℃	21	A	B
油	ファイアークエル	130℃	11	A	B
エステル・エーテル類	アセトン	40℃	21	B	D
	ジエチルエーテル	25℃	21	B	C

A: 体積膨張率 5%未満 … 使用上全く問題なし C: 体積膨張率 20 - 50% … 使用は条件付き
B: 体積膨張率 5 - 20% … 使用上問題なし D: 体積膨張率 50%以上 … 使用不可

ニチペットEX プラスII

製品番号	容量設定	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	価格(税抜)
00-NPLO2-2	可変式	0.1~2	~±3.0	~≤1.0	¥48,000
00-NPLO2-10		0.5~10	~±1.0	~≤0.5	
00-NPLO2-20		2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	
00-NPLO2-100		10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	
00-NPLO2-200		20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	
00-NPLO2-1000		100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2	¥55,000
00-NPLO2-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	
00-NPLO2-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	

※NPLO2-2での0.2μL以下およびNPLO2-10での1μL以下での精度・再現性はサンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペットシリーズ

ニチペットプレミアム

Nichipet® Premium

壊れない・変わらない・疲れない
5年間保証付きプレミアムモデル



ブランジャ

錆びないセラミック製の
ブランジャを採用し耐薬性
向上 (100μL以上の機種)



シールリング

高耐久性シールリング
ロングリスでメンテナンス
容易 (2・10・20・100・
200μL機種)



■ニチペットプレミアム

製品番号	容量設定	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	価格 (税抜)
00-NPP-2	可変式	0.1~2	~±3.0	~±1.0	¥42,000
00-NPP-10		0.5~10	±4.0~±1.0	±3.0~±0.5	
00-NPP-20		2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4	
00-NPP-100		10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3	
00-NPP-200		20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2	
00-NPP-1000		100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2	
00-NPP-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2	¥45,000
00-NPP-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	¥54,000

UV
Resistance

121°C
20min
Autoclavable

日本製

デモ機あります

NEW!

ニチペットEXⅢ

Nichipet® EXⅢ

国産マイクロピペットのスタンダード
多くの研究者の手になじんできたベストセラーの最新モデル



ガラス製カウンター窓

UVで劣化しないガラス製
カウンター窓によりクリーン
ベンチ内での使用に対応

ハイパープロアシシステム

吐出性能が格段に向上
吐出時のチップ内液残りを解消
(2、10、20μLモデル対応)



2μLモデル

10μLモデル

20μLモデル

■ニチペットEXⅢ

製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	価格 (税抜)
00-NPX3-2 (●グレー)	0.1~2	*~±1.5	*~±0.7	¥38,000
00-NPX3-10 (●ピンク)	0.5~10	*~±1.0	*~±0.4	
00-NPX3-20 (●クリーム)	2~20	±5.0~±1.0	±1.5~±0.3	
00-NPX3-100 (●オレンジ)	10~100	±3.0~±0.8	±1.0~±0.2	
00-NPX3-200 (●イエロー)	20~200	±2.5~±0.6	±0.7~±0.2	
00-NPX3-1000 (●ブルー)	100~1000	±3.0~±0.8	±0.6~±0.2	¥39,000
00-NPX3-5000 (●グリーン)	500~5000	±2.4~±0.6	±0.6~±0.15	
00-NPX3-10000 (●ホワイト)	1000~10000	±3.0~±0.6	±0.6~±0.15	¥43,000

●NPX3-2の0.2μL未満及びNPX3-10の1μL未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV
Resistance

121°C
20min
Autoclavable

日本製

デモ機あります

Pipette Mate NEO

UV照射対応のピペットコントローラ

軽量 (167g) で操作性に優れ、クリーンベンチ内での作業にも適しています
スタンドを必要としない自立型です
長寿命のリチウム電池を採用しています



UV
Resistance

- 充電アダプタ: 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
- フィルター: 20mm 0.2μm (疎水性)
- 使用可能ピペット: ガラス・プラスチック製 (1~100mL)

製品番号	製品名	価格 (税抜)
00-PMNEO	ピペットメイト NEO	¥59,000

Nichimate UV Carousel

UV殺菌機能付きピペットスタンド

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌
マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能



マイクロピペットは
付属しません

製品番号	おもな仕様	価格 (税抜)
00-NUVC-6	マイクロピペット架数: シングル6本 (1000μL まで) ※ 殺菌灯: UV-C、寿命約2000時間 1回の運転: 28min	¥110,000

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください (いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。
●殺菌灯は中央にあり、チャンパー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。
●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

治療より予防～Milli-SATサポートプラスが 3つの安心をご提供します

- ① 装置の徹底的な診断点検による予防措置で安心
- ② 1年間の保証付、最長10年まで延長できて安心
- ③ Milli-SAT認定技術員が診断点検を実施
質の高い技術サポートで安心

治療より予防



弊社はメルクの超純水・純水装置のサービス「Milli-SAT認定技術員」が所属しているMilli-SAT販売店です。修理メンテナンスや点検サービスをご依頼頂いた場合に迅速に対応可能です。また、お客様がメルクの純水・超純水を安心してご利用頂けるような製品のご提案とご案内をさせていただきます。ご質問やご不明な点がございましたらお気軽に弊社までご相談ください。



Milli-SAT認定技術員が訪問し、点検・診断のほか、診断時の消耗品交換作業を行います（消耗品はお客様でご準備ください）。必要とされる部品代・交通費・1年間の保証がついたプログラムです。



Milli-SAT認定技術員が訪問し、経年劣化するチューブ（交換推奨：5年）、装置内コネクタなどの規定パーツをお手頃価格で交換するプログラムです。また、装置の設定状況を踏まえたコンサルティング診断により、適切な装置管理や将来的に発生する可能性のある装置不具合の要因を事前に確認します。



株式会社 カーウ
本社

〒460-0002 愛知県名古屋市中央区丸の内3-8-5
TEL : 052-971-6533
<https://www.cahc.co.jp>

グループ会社



ジャパンカスタム株式会社

〒189-0003 東京都東村山市久米川町3-30-25
TEL : 042-394-3043



■お問合せ先

営業第一部 TEL : 052-971-6771
営業第二部 TEL : 052-971-6551
営業第三部 TEL : 052-971-6772
愛知東営業所 TEL : 0564-66-1580
浜松営業所 TEL : 053-431-6801
静岡営業所 TEL : 054-267-3361
岐阜営業所 TEL : 058-268-8151
三重営業所 TEL : 059-236-2531
四日市営業所 TEL : 059-337-9700

大阪営業所 TEL : 06-6389-2411
滋賀営業所 TEL : 077-551-3965
京都営業所 TEL : 075-585-3838
東京営業所 TEL : 03-3868-3951
川崎営業所 TEL : 044-201-7770
神奈川西営業所 TEL : 046-204-5750
つくば営業所 TEL : 0297-21-8571
大館営業所 TEL : 0186-99-1190
福島出張所 TEL : 024-983-5130



<https://www.cahc.co.jp>



info@cahc.co.jp