

抗体をもちいた実験に 便利で実績のある試薬をご紹介 イムノショットシリーズ!

IMMUNO SHOT
IMMUNO SHOT -Platinum-
IMMUNO SHOT immunostaining
Blocking Reagent for WB/ELISA
- Chemically Defined-

サマー
キャンペーン
2026
今なら
30%OFF!

キャンペーン期間

2026年8月3日(月)

～2026年10月30日(金)まで

キャンペーン番号: 2611

ウェスタンブロット、ELISA、免疫染色において、お困りではないでしょうか？

感度不足で検出できない…… バックグラウンドが高く、S/N 比が低い……

IMMUNO SHOT シリーズは、検出感度の増強・バックグラウンドの改善に効果あり！ 問題を解決します。

ウェスタンブロットや ELISA で不可欠なのが、ブロッキング剤。全て化学成分から成る Blocking Reagent -Chemically Defined- は、ウェスタンブロット専用、ELISA 専用の2種類があり、最適化されています。ELISA 用ブロッキング剤を用いれば、自作の乾燥プレートを長期間保存することができるので便利です。

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号: CSR


品名	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の希望販売価格
IMMUNO SHOT Reagent 1 & 2	IS-012-250	250 mL × 2	¥23,000-	¥16,100
IMMUNO SHOT Reagent 1	IS-001-250	250 mL	¥13,000-	¥9,100
IMMUNO SHOT Reagent 2	IS-002-250	250 mL	¥13,000-	¥9,100
IMMUNO SHOT -Platinum-	IS-P-250	250 mL	¥18,000-	¥12,600
	IS-P-500	500 mL	¥32,000-	¥22,400
IMMUNO SHOT immunostaining, Trial	IS-SMF-10	1 Kit (10 mL × 3)	¥13,000-	¥9,100
IMMUNO SHOT immunostaining, Fine	IS-F-20	20 mL	¥19,000-	¥13,300
IMMUNO SHOT immunostaining, Mild	IS-M-20	20 mL	¥19,000-	¥13,300
IMMUNO SHOT immunostaining, Strong	IS-S-20	20 mL	¥19,000-	¥13,300
Blocking Reagent for WB-Chemically Defined-	IS-CD-500W	500 mL	¥10,000-	¥7,000
Blocking Reagent for ELISA-Chemically Defined-	IS-CD-500E	500 mL	¥12,500-	¥8,750

IMMUNO SHOT Reagent


記事 ID 検索

5955

Diphospho-ERK (MAPK) タンパク質の検出



抗体サンドイッチ ELISA による HBsAg の定量




人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

IMMUNO SHOT -Platinum-


記事 ID 検索
12846

リン酸化タンパク質 (phospho-EGFR) の検出



1. IMMUNO SHOT -Platinum-
2. IMMUNO SHOT
3. TBS-T: Tris-buffered saline
+0.1% Tween 20
サンプル: A431 Cell Lysate
ブロッキング: Blocking Reagent
-Chemically Defined-
一次抗体: Anti-pEGFR, rabbit
二次抗体: Anti-rabbit, goat-HRP

ELISA における Leishmania antigen の検出




キャプチャー抗原:
Leishmania antigen
ブロッキング:
Blocking Reagent for
ELISA -Chemically Defined-
抗体: infected serum
検出: Anti-human IgG-HRP

IMMUNO SHOT immunostaining

記事 ID 検索 6382

マウス脳組織パラフィン切片における Cdk4 の染色




IMMUNO SHOT immunostaining は PBS よりも強い染色を示した。

Blocking Reagent for WB/ELISA - Chemically Defined-

記事 ID 検索
47182

抗体検出 ELISA におけるブロッキング剤比較



HuH7 細胞における Vimentin の検出



ブロッキング剤
SM: スキムミルク
BRCD: Blocking Reagent
for WB -Chemically Defined-



詳細は WEB へ

コスモ・バイオ Web サイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 ID で示された数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行くことができます。

取扱店

お願い / 注意事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

【希望販売価格】記載の希望販売価格は 2026 年 8 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

14320